


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Yb-1/Ybx1 Per Wb, If, Ihc, Elisa - P67809

Numero articolo: CM0025845



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio YB-1/YBX1 convalidato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce con la proteina YB-1/YBX1 (36kDa) di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della stabilità dell'mRNA, lo splicing e la biologia degli esosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	YB-1/YBX1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4904
GeneID	4904
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di YB-1/YBX1 umano (NP_004550.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P67809
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio