


Anticorpo Policlonale Anti-Yeats4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95619

Numero articolo: CM0026623



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro YEATS4 (GAS41) umano, un lettore di cromatina nel complesso NuA4. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva YEATS4 umano, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	YEATS4 Rabbit pAb
Note/Alias	YAF9; GAS41; NUBI-1; 4930573H17Rik; B230215M10Rik; YEATS4
Specie	Umano
GeneID (umano)	8089
GeneID	8089
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-227 di YEATS4 umano (NP_006521.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95619
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio