

Anticorpo Monoclonale Anti-Yipf6 Per Wb, Elisa - Q8Br70

Numero articolo: CM0011723

introduzione

Anticorpo monoclonale Anti-Yipf6 di coniglio validato per WB e ELISA contro la proteina YIPF6 di topo, una proteina di membrana dell'apparato di Golgi coinvolta nella stabilità di YIPF1 e YIPF2. Adatto per la ricerca IVD e lo sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Yipf6 Rabbit mAb
Note/Alias	A430107J06Rik
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	286451
GeneID	77929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-83 della Yipf6 di topo (NP_997516.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q8BR70
Peso proteico	26 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio