

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Yipf6 Per Wb, Elisa - Q8Br70

Numero articolo: CM0024683

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia YIPF6 (membro della famiglia YIP1) di topo. Convalidato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Permette di studiare la funzione delle proteine di membrana del Golgi e le interazioni della famiglia YIP1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Yipf6 pAb di coniglio
Note / Alias	A430107J06Rik; Yipf6
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	286451
GeneID	77929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-83 di Yipf6 di topo (NP_997516.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8BR70
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio