

Anticorpo Policlonale Anti-Yipf7 Per Wb E Elisa - Q8N8F6

Numero articolo: CM0020363

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting YIPF7 umano (FinGER9, membro della famiglia YIP1). Adatto per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Ideale per la ricerca sul traffico Golgi/ER.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	YIPF7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FinGER9; YIPF7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	285525
GeneID	285525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 di YIPF7 umano (NP_872398.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q8N8F6
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio