


Anticorpo Policlonale Anti-Ykl-40/Chi3L1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q61362

Numero articolo: CM0028504



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro YKL-40/CHI3L1 (CHI3L1; BRP39; GP39) di topo. Convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con l'essere umano. È coinvolto nell'infiammazione, nel rimodellamento tissutale e nelle risposte antimicrobiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	YKL-40/CHI3L1 Rabbit pAb
Note/Alias	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39
Specie	Topo
GeneID (umano)	1116
GeneID	12654
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-389 di YKL-40/CHI3L1 di topo (NP_031721.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q61362
Peso proteico	43 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio