

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ykl-40/Chi3L1 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P36222

Numero articolo: CM0003455



introduzione

YKL-40/CHI3L1 mAb ricombinante di coniglio per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Specifico per YKL-40 umano, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche su infiammazione, rimodellamento tissutale e biomarcatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	YKL-40/CHI3L1 mAb di coniglio
Note/Alias	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
Specie	Umana
GeneID	1116 (Umana)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 284-383 della YKL-40/CHI3L1 umana (NP_001267.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P36222
Peso proteico	43 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio