


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ykl-40/Chi3L1 Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q61362

Numero articolo: CM0011075



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-YKL-40/CHI3L1 convalidato per campioni di topo in WB, IP, IHC-P, ELISA. Mir alla proteina 1 simile alla chitinasi-3 (CHI3L1/BRP39), coinvolta nel rimodellamento tissutale e nell'infiammazione Th2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	YKL-40/CHI3L1 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	Gp39; Brp39; Chil1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	1116
GeneID (Topo)	12654
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-389 del topo Chi3l1 (NP_031721.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q61362
Peso proteico	43 kDa/44 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio