

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ykl-40/Chi3L1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36222

Numero articolo: CM0030030



introduzione

YKL-40/CHI3L1 Rabbit pAb validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce CHI3L1 umano, di topo e ratto, una lectina da 43kDa coinvolta nell'infiammazione e nel rimodellamento tissutale. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	YKL-40/CHI3L1 Rabbit pAb
Note/Alias	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1116
GeneID	1116
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-383 di YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P36222
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio