

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Yme1L1 Per Wb, Elisa - Q96Ta2

Numero articolo: CM0016611

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio YME1L1 progettato per WB ed ELISA, che riconosce YME1L1 umano, murino e di ratto. Ideale per studiare la proteostasi e la morfologia mitocondriale. Questo anticorpo è diretto contro la regione N-terminale di YME1L1 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	YME1L1 Rabbit pAb
Note/Alias	FTSH; MEG4; PAMP; OPA11; YME1L; YME1L1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10730
GeneID	10730
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-240 di YME1L1 umano (NP_055078.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96TA2
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio