


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Yod1 (Wb, Elisa) - Q5Vvq6

Numero articolo: CM0006289



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-YOD1 validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva YOD1 umano, una deubiquitinasi coinvolta nell'ERAD e nell'autofagia. Anticorpo monoclonale di origine coniglio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb anti-YOD1 di coniglio
Note/Alias	DUBA8; OTUD2; PRO0907; YOD1
Specie	Uomo
GeneID	55432
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 249-348 di YOD1 umano (NP_061036.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q5VVQ6
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante