

Anticorpo Policlonale Anti-Ypel3 Per Wb, Elisa - P61236

Numero articolo: CM0024345

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro YPEL3 umano, validato in Western blot ed ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Ideale per studi di apoptosi e proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	YPEL3 Rabbit pAb
Note/Alias	YPEL3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	83719
ID Gene	83719
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-119 di YPEL3 umano (NP_001138996.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo, Ratto
SWISS	P61236
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio