


Anticorpo Policlonale Anti-Ypel5 Per Wb, Elisa - P62699

Numero articolo: CM0013651



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio YPEL5 validato per WB ed ELISA, reattivo con Umano, Mouse, Ratto. Bersaglia yippee-like 5, un componente del ligasi E3 CTLH coinvolto nella proliferazione cellulare. Peso molecolare: 14kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	YPEL5 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CGI-127; YPEL5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51646
GeneID	51646
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P62699
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio