

Anticorpo Monoclonale Anti-Ythdc1 (Validato Ko) Per Wb - E9Q5K9

Numero articolo: CM0004070

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio validato KO contro Ythdc1 di topo (E9Q5K9), per applicazioni Western blot e ELISA. Immunogeno proteina ricombinante, 85 kDa. Cross-reattiva con YTHDC1 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Ythdc1 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	mKIAA1966; A730098D12Rik; Ythdc1 Topo
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	91746
Gene ID	231386
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 597-736 di Ythdc1 di topo (NP_808348.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	E9Q5K9
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio