


Anticorpo Policlonale Anti-Ythdc1 Per Wb E Elisa - Q96Mu7

Numero articolo: CM0029631



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro YTHDC1 umano, validato per WB e ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Bersaglia la proteina lettore di N6-metiladenosina coinvolta nello splicing alternativo e nel metabolismo dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	YTHDC1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	YT521; YT521-B; YTHDC1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	91746
Gene ID	91746
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96MU7
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio