

Anticorpo Policlonale Anti-Ythdf1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byj9

Numero articolo: CM0021903



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro YTHDF1, che riconosce esseri umani, topi e ratti. Validato per Western blot, IHC-P e ELISA, con un peso molecolare previsto di 61kDa. Ideale per la ricerca sulla modificazione dell'RNA m6A e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	YTHDF1 Rabbit pAb
Note/Alias	DF1; C20orf21; YTHDF1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	54915
GeneID	54915
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 280-390 di YTHDF1 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYJ9
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio