

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ythdf1 Per Wb, Ip, Elisa - Q9Byj9

Numero articolo: CM0006467



introduzione

YTHDF1 Rabbit mAb per WB, IP, ELISA - riconosce specificamente gli mRNA modificati con m6A, regolando stabilità e traduzione. Convalidato in uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca nell'epitranscriptomica, l'oncologia e le neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	YTHDF1 mAb di coniglio
Note/Alias	YTHDF1; C20orf21; proteina 1 della famiglia contenente dominio YTH
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	54915
GeneID	54915
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 della YTHDF1 umana (NP_060268.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYJ9
Peso proteico	20 kDa/60 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio