

Anticorpo Monoclonale Anti-Ythdf2 (Convalidato Ko) Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q9Y5A9

Numero articolo: CM0010065



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro YTHDF2, una proteina "reader" per m6A, convalidato per KO. Riconosce umano, topo, ratto. Adatto per WB, IP, IF/ICC, ELISA. Ideale per studi sul metabolismo dell'RNA, l'epitranscriptomica e l'infezione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] YTHDF2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51441
GeneID	51441
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 339-565 della YTHDF2 umana (NP_057342.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5A9
Peso proteico	62 kDa/57 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio