

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ythdf2 Per Wb, Ihc, If - Q9Y5A9

Numero articolo: CM0021246



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro YTHDF2, una proteina "reader" di m6A. Convalidato per WB, IHC, IF ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'epitrascrittomica e la biologia dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	YTHDF2 Rabbit pAb
Note/Alias	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2; YTHDF2
Specie	Umano
GeneID (umano)	51441
GeneID	51441
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 dello YTHDF2 umano (NP_057342.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5A9
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio