

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ythdf3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z739

Numero articolo: CM0027486



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro YTHDF3, un lettore m6A che regola la stabilità dell'mRNA. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Cross-reattività con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'epitrascrittomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	YTHDF3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DF3; YTHDF3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	253943
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-275 di YTHDF3 umano (NP_689971.4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7Z739
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio