

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Yucca1 Per Wb E Elisa - Q9Szy8

Numero articolo: CM0018921

introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio YUCCA1 rileva la proteina YUCCA1 di Arabidopsis thaliana (~46 kDa) tramite WB e ELISA. YUCCA1 è una monoossigenasi contenente flavina coinvolta nella biosintesi delle auxine e nello sviluppo delle piante. Ideale per la ricerca vegetale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	YUCCA1 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	L23H3.20; L23H3_20; YUC; YUCCA; YUCCA 1; YUCCA1
Specie	Arabidopsis thaliana
GeneID	829389
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 71-221 di YUCCA1 di Arabidopsis thaliana (NP_194980.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9SZY8
Peso proteico	46 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio