

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ywhaz (14-3-3 Zeta/Delta) Per Wb, If, Ihc, Elisa - P63104

Numero articolo: CM0030341



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro YWHAZ (14-3-3 zeta/delta) umano. Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle vie di segnalazione e lo sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	YWHAZ Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHAZ
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7534
GeneID	7534
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 146-245 di YWHAZ umano (NP_003397.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P63104
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio