

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Yy1 Per Wb, If/Icc, Elisa, Chip - P25490

Numero articolo: CM0002403



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio contro YY1 umano (P25490) è validato per WB, IF/ICC, ELISA e ChIP. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale e del rimodellamento della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	YY1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	DELTA; NF-E1; UCRBP; GADEVS; INO80S; YIN-YANG-1; YY1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7528
GeneID	7528
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di YY1 umano (P25490).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P25490
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio