

Anticorpo Policlonale Anti-Yy1Ap1 Per Wb E Elisa - Q9H869

Numero articolo: CM0015053

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a YY1AP1 umano (HCCA2). Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e sul carcinoma epatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	YY1AP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GRNG; HCCA1; HCCA2; YY1AP; YY1AP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55249
Gene ID	55249
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 di YY1AP1 umano (NP_060723.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9H869
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio