

Anticorpo Policlonale Anti-Yy2 Per Wb, If/Icc, Elisa - 015391

Numero articolo: CM0023874

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro YY2 (ZNF631), convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione e sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	YY2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ZNF631; YY2
Specie	Umano
GeneID (umano)	404281
GeneID	404281
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 di YY2 umano (NP_996806.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	015391
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio