


Anticorpo Policlonale Anti-Zap70 Per Wb, If/Icc, Elisa - P43403

Numero articolo: CM0019750



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZAP70 umano (immunogeno: aa 1-300). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione delle cellule T e sull'immunità adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZAP70 Rabbit pAb
Note/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Specie	Umano
GeneID (umano)	7535
GeneID	7535
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di ZAP70 umano (NP_001070.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43403
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio