


Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Zap70 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P43403

Numero articolo: CM0009585



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante anti-ZAP70 di coniglio (70kDa). Validato per WB ed ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle cellule T, lo sviluppo dei linfociti e l'immunità adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	ZAP70 Rabbit mAb
Note/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7535
GeneID	7535
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 520-619 di ZAP70 umano (NP_001070.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P43403
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio