


Anticorpo Policlonale Anti-Zbed1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O96006

Numero articolo: CM0029032



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZBED1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adatto per la ricerca sulla trascrizione e sulla proliferazione cellulare; rileva ZBED1 endogeno a 78 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZBED1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ALTE; DREF; TRAMP; hDREF; ZBED1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	9189
GeneID	9189
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di ZBED1 umano (NP_001164607.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	O96006
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio