


## Anticorpo Policlonale Anti-Zbp1 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Qy24

Numero articolo: CM0026603



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZBP1 di topo (DAI/DLM-1) per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA. Riconosce la proteina legante il DNA-Z 1, un sensore immunitario innato chiave che innesci la PANoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | ZBP1 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias            | Dai; Dlm1; mZaDLM; 2010010H03Rik                                                                                              |
| Specie                | Topo                                                                                                                          |
| GeneID (Umano)        | 81030                                                                                                                         |
| GeneID                | 58203                                                                                                                         |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di ZBP1 di topo (NP_067369.2). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                         |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                |
| Reattività Incrociata | Topo                                                                                                                          |
| SWISS                 | Q9QY24                                                                                                                        |
| Peso Proteico         | 44 kDa/21 kDa                                                                                                                 |
| Spedizione            | Borsa di ghiaccio                                                                                                             |