

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Zbp1 Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H171

Numero articolo: CM0007739



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit targeting ZBP1 (DAI/DLM-1) umano, validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva la proteina legante Z-DNA/RNA da 46kDa, un importante sensore immunitario innato dello Z-RNA virale che innesca la PANoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZBP1 Rabbit mAb
Note/Alias	DAI; DLM1; DLM-1; C20orf183
Specie	Umana
GeneID (Umana)	81030
GeneID	81030
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-170 di ZBP1 umano (NP_110403.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q9H171
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio