

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zbp1 Per Wb, Elisa - Q9H171

Numero articolo: CM0014782



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ZBP1 (DAI/DLM-1), validato per Western blot ed ELISA, reattivo con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare l'immunità innata e le vie della PANoptosi. - Q9H171

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZBP1 Rabbit pAb
Note/Alias	DAI; DLM1; DLM-1; C20orf183; ZBP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	81030
ID Gene	81030
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-170 di ZBP1 umano (NP_110403.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H171
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio