


Anticorpo Policlonale Anti-Zbtb17 Per Wb Ed Elisa - Q13105

Numero articolo: CM0014625



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZBTB17 (MIZ-1), un fattore di trascrizione coinvolto nello sviluppo dei linfociti e nella regolazione del ciclo cellulare. Validato per WB ed ELISA, reagisce con campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZBTB17 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MIZ-1; ZNF60; ZNF151; pHZ-67; ZBTB17
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7709
ID Gene	7709
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 121-360 di ZBTB17 umano (NP_003434.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13105
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio