


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zbtb17 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13105

Numero articolo: CM0026849



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZBTB17 (MIZ-1), un fattore di trascrizione cruciale per lo sviluppo dei linfociti e la regolazione del ciclo cellulare. Validato per WB, IHC-P, ELISA e reagisce con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZBTB17 Rabbit pAb
Note/Alias	MIZ-1; ZNF60; ZNF151; pHZ-67; ZBTB17
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7709
GeneID	7709
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 121-360 di ZBTB17 umano (NP_003434.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13105
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio