


Anticorpo Policlonale Anti-Zbtb48 Per Wb, Elisa - P10074

Numero articolo: CM0029129



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZBTB48 umano (TZAP), adatto per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con il topo. Utile per studiare la regolazione della lunghezza dei telomeri e l'espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZBTB48 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HKR3; TZAP; ZNF855; pp9964; ZBTB48
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3104
GeneID	3104
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di ZBTB48 umano (NP_005332.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P10074
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio