

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zbtb6 Per Wb, Elisa - Q15916

Numero articolo: CM0015424

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZBTB6 (ZID, ZNF482) per WB e ELISA. Rileva ZBTB6 umano, di topo e di ratto, un fattore di trascrizione a dita di zinco espresso ampiamente con i livelli più alti nel cervello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZBTB6 Rabbit pAb
Note/Alias	ZID; ZNF482; ZBTB6
Specie	Umano
GeneID (umano)	10773
GeneID	10773
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di ZBTB6 umano (NP_006617.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15916
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio