

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Zbtb7A/Fbi-1/Lrf Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095365

Numero articolo: CM0003390



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro ZBTB7A umano (noto anche come Pokemon, LRF). Validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale e della biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio ZBTB7A/FBI-1/LRF
Note/Alias	LRF; FBI1; FBI-1; TIP21; ZBTB7; MNDLFH; ZNF857A; pokemon; ZBTB7A/FBI-1/LRF
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51341
ID Gene	51341
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 450-550 di ZBTB7A/FBI-1/LRF umano (095365).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	095365
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio