

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Zbtb8A Per Wb, Elisa - Q96Br9

Numero articolo: CM0023047

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro ZBTB8A (BOZF1), validato per WB ed ELISA su umano, topo, ratto. Bersaglia un fattore di trascrizione a dito di zinco coinvolto nella regolazione trascrizionale. Ideale per lo sviluppo di saggi IVD e la ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZBTB8A Rabbit pAb
Note/Alias	BOZF1; ZBTB8; ZNF916A; ZBTB8A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	653121
Gene ID	653121
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96BR9
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio