

Anticorpo Policlonale Anti-Zc3H12A Per Wb, Elisa - Q5D1E8

Numero articolo: CM0021359



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'umano ZC3H12A (MCPIP-1/Regnase-1), un endoribonucleasi che modula la stabilità dell'mRNA nelle risposte immunitarie. Validato per WB ed ELISA, adatto per la ricerca su infiammazione e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZC3H12A Rabbit pAb
Note/Alias	ZC3H12A; MCPIP; MCPIP-1; MCPIP1; Reg1; dj423B22.1; endoribonucleasi ZC3H12A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	80149
Gene ID	80149
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 339-599 di ZC3H12A umano (NP_079355.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q5D1E8
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio