

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Zc3H12C (Mcpip3) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9C0D7

Numero articolo: CM0021641

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità che bersaglia ZC3H12C (MCPIP3) umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Presenta reattività crociata con umano e topo. Ideale per ricerche sulla regolazione dell'RNA e sull'endonucleasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZC3H12C Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MCPIP3; ZC3H12C
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	85463
ID gene	85463
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 735-883 di ZC3H12C umano (NP_203748.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9C0D7
Peso proteico	99kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio