

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Zc3H12D Per Wb, If/Icc, Elisa - A2A288

Numero articolo: CM0021380

introduzione

Anticorpo policlonale ZC3H12D convalidato per WB, IF/ICC, ELI SA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglio probabile ribonucleasi e soppressore tumorale, ~58 kDa. Adatto per la ricerca sul cancro e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZC3H12D Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TFL; p34; MCP4; C6orf95; dj281H8.1; ZC3H12D
Specie	Umano
GenelD (Umano)	340152
GenelD	340152
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-230 di ZC3H12D umano (NP_997243.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	A2A288
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio