

Anticorpo Policlonale Anti-Zc3H15 Per Wb, Elisa - Q8Wu90

Numero articolo: CM0014205

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a ZC3H15 umano (DFRP1/LEREPO4), adatto per Western blot e ELISA. Reagisce incrociato con il topo. Utile per lo studio della regolazione del DRG1 e dell'attività GTPasica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZC3H15 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DFRP1; HT010; LEREPO4; MSTP012; ZC3H15
Specie	Umano
GeneID (umano)	55854
GeneID	55854
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di ZC3H15 umano (NP_060941.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q8WU90
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio