


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zc3H7A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iwr0

Numero articolo: CM0017802



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ZC3H7A validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva ZC3H7A umano, murino e di ratto, un regolatore della biogenesi dei miRNA. Ideale per la ricerca sulle proteine nucleari e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZC3H7A pAb di coniglio
Note/alias	ZC3H7; HSPC055; ZC3HDC7; ZC3H7A
Specie	Uomo
ID del gene	29066
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di ZC3H7A umano (NP_054872.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8IWR0
Peso della proteina	111 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante