

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zcchc10 Per Elisa - Q8Tbk6

Numero articolo: CM0020327

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ZCCHC10 validato per ELISA con reattività crociata nel topo. Immunogeno ricombinante. ZCCHC10 è una proteina contenente un dominio a dito di zinco CCHC, coinvolta nel legame dei metalli. Adatto per applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZCCHC10 pAb di coniglio
Note/alias	ZCCHC10
Specie	Uomo
ID del gene	54819
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della ZCCHC10 umana (NP_001287745.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q8TBK6
Peso della proteina	21 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante