

Anticorpo Policlonale Anti-Zcchc11 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q5Tax3

Numero articolo: CM0030247



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting ZCCHC11 (TUT4) per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Validato su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sull'uridilazione dell'mRNA e la biogenesi dei miRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZCCHC11 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PAPD3; TENT3A; ZCCHC11
Specie	Umano
GenelD (Umano)	23318
GenelD	23318
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 dello ZCCHC11 umano (NP_001009881.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q5TAX3
Peso proteico	185kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio