

Anticorpo Policlonale Anti-Zcchc3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nud5

Numero articolo: CM0020382

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ZCCHC3 umano, validato per Uomo e Topo in WB, IF/ICC ed ELISA. ZCCHC3 è una proteina legante acidi nucleici coinvolta nell'immunità antivirale innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZCCHC3 Rabbit pAb
Note/Alias	C20orf99; ZCCHC3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	85364
Immunogeno	Proteina Ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NUD5
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio