

Anticorpo Policlonale Anti-Zcchc7 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q8N3Z6

Numero articolo: CM0024067

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ZCCHC7 convalidato per WB ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Rileva la proteina a dito di zinco di 63 kDa localizzata nel nucleolo; immunogene ricombinante per un rilevamento specifico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZCCHC7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AIR1; HSPC086; ZCCHC7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84186
GeneID	84186
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-231 di ZCCHC7 umano (NP_115602.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8N3Z6
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio