


Anticorpo Policlonale Anti-Zcwpw1 Per Wb, Elisa - Q9H0M4

Numero articolo: CM0024849



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su ZCWPW1 umano, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con il mouse. Adatto per investigare la metilazione degli istoni mediata da PRDM9, la riparazione dei DSB meiotici e la fertilità maschile. Peso molecolare previsto 72 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZCWPW1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ZCW1; ZCWPW1
Specie	Umano
Gene ID	55063
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 389-648 di ZCWPW1 umano (NP_060454.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9H0M4
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio