

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zdhhc15 Per Wb, Elisa - Q96Mv8

Numero articolo: CM0019924

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la palmitoiltransferasi umana ZDHHC15, adatto per Western blotting ed ELISA. Utile per studiare la palmitoilazione proteica, il traffico endosomiale e la funzione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZDHHC15 Rabbit pAb
Note/Alias	ZDHHC15; DHHC15; MRX91; palmitoiltransferasi ZDHHC15
Specie	Umano
ID Gene	158866
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 231-331 di ZDHHC15 umano (NP_659406.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q96MV8
Peso Proteico	17kDa/38kDa/39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio