

Anticorpo Policlonale Anti-Zdhhc18 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nue0

Numero articolo: CM0017745

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting ZDHHC18 (DHHC18), adatto per Western blot, immunohistochemistry (paraffina) e ELISA. Rileva umano, topo, ratto; ideale per lo studio della palmitoilazione e dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	ZDHHC18 Rabbit pAb
Note/Alias	DHHC18; DHHC-18; ZDHHC18
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84243
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 301-388 di ZDHHC18 umano (NP_115659.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NUE0
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio