

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Zdhhc2 Per Wb E Elisa - Q9UIj5

Numero articolo: CM0020969

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ZDHHC2 di alta qualità convalidato per applicazioni WB ed ELISA. Rileva ZDHHC2 umano e ratto, una palmitoiltransferasi implicata nella metastasi del cancro e nella plasticità sinaptica. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZDHHC2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DHHC2; ZNF372; ZDHHC2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51201
ID Gene	51201
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza allameno degli acidi 270-367 di ZDHHC2 umano (NP_057437.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9UIJ5
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio